


d-tech

ALADENT

*Композит для индивидуализации
«Компофло ультра ЛС» (Comproflo ultra LC)*



ООО «АЛАДЕНТ»

г. Москва, ул. Василия Петушкова д.3 стр.1 офис 341

www.aladent.ru

+7-495-585-51-10

office@aladent.ru

d-techALADENT

Расширьте свои границы возможностей в применении уже накопленного опыта работы с керамо-наполненным композитом!

Попробуйте новинку от компании D-tech- композит последнего поколения, имеющий в своём составе сбалансированное содержание частиц диоксида циркония (ZrO_2), для индивидуализации любых типов поверхностей каркасов при протезировании на имплантатах «Компофло ультра ЛС» (CompoFlo ultra LC).

Материал предназначен для индивидуализации (облицовывания) поверхностей из большинства материалов, применяемых в ортопедической стоматологии, как-то: ПММА, ММА, ацетал, металл, ХИПС, ПИИК, диоксид циркония.



ООО «АЛАДЕНТ»

г. Москва, ул. Василия Петушкова д.3 стр.1 офис 341

www.aladent.ru

+7-495-585-51-10

office@aladent.ru

 d-tech ALADENT


Для подготовки к индивидуализации (облицовыванию) этих поверхностей необходимо использовать соответствующие праймеры. Компания-производитель рекомендует праймеры компании Бредент (bredent).

Композит Компофло ультра ЛС (Comproflo ultra LC) содержит только nano наполнитель диоксида циркония (ZrO_2) и не содержит дендального стекла.

В составе композита использованы nano меры циркония (ZrO_2), в результате чего материал обладает повышенной плотностью, что значительно снижает его влажёмкость и повышает механическую прочность и устойчивость реставраций из этого материала к истиранию и воздействию флоры полости рта.

Прекрасная опалесценция

Высокая степень прозрачности (выше, чем у керамики)



ООО «АЛАДЕНТ»

г. Москва, ул. Василия Петушкова д.3 стр.1 офис 341

www.aladent.ru


+7-495-585-51-10

office@aladent.ru



Форма поставки подразумевает экономичный расход материала, необходимого только для индивидуализации требуемого участка.

Паста не клеится к инструменту, имеет очень хорошую консистенцию, благодаря чему легко распределяется по поверхности индивидуализируемой реставрации.



ООО «АЛАДЕНТ»

г. Москва, ул. Василия Петушкова д.3 стр.1 офис 341

www.aladent.ru

+7-495-585-51-10


office@aladent.ru

 d-tech

 ALADENT

Протокол нанесения искусственной десны

Пастообразный Светло розовый (Light Pink)



Пастообразный тёмно розовый (Dark Pink)



Жидкотекучий светло розовый (Light Pink)




Жидкотекучий тёмно розовый (Dark Pink)



Жидкотекучий фиолетовый (Violet)




Жидкотекучий оранжевый (Orange)



Жидкотекучий коричневый (Brown)



Жидкотекучий транслюцентный (Translucent)



ООО «АЛАДЕНТ»

г. Москва, ул. Василия Петушкова д.3 стр.1 офис 341

www.aladent.ru

+7-495-585-51-10

office@aladent.ru

 d-tech

 ALADENT

Light Pink – EXP CFU 010 925 ID (2,5гp) гель

Dark Pink – EXP CFU 020 925 ID (2,5гp) гель

GUM Violet – EXP CFU 040 925 ID (2,5гp) гель

GUM Translucent EXP CFU 060 925 ID (2,5гp) гель

GUM Orange EXP CFU 050 925 ID (2,5гp) гель

GUM Brown EXP CFU 030 925 ID (2,5гp) гель

Light Pink – EXP CMU 010 925 ID (4 гp) паста

Dark Pink – EXP CMU 020 925 ID (4 гp) паста



ООО «АЛАДЕНТ»

г. Москва, ул. Василия Петушкова д.3 стр.1 офис 341

www.aladent.ru

+7-495-585-51-10

office@aladent.ru