

КАТАЛОГ

АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА



ООО АЛАДЕНТ
+7 (495) 585 - 51 10
+7 (985) 991 - 31-23
office@aladent.ru
www.aladent.ru

Каталог абразивных инструментов для врачей и зубо технических лабораторий.

Содержит все типы инструментов для обработки и полировки любых поверхностей стоматологических материалов и живых тканей, а так же инструменты для КАД/КАМ технологий.

Электронная версия каталога на сайте
www.aladent.ru



Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
от 30 мая 2025 года №РЗН 2025/2554

Инструменты для врачей

Стр 3-28



Алмазные боры

Стр 4-12

**Орто-штрипсы с
алмазным напылением**

Стр 13

**Алмазные финишные
штрипсы**

Стр 14

**Твердосплавные
фиссурные боры**

Стр 15-18

**Белые камни
Зелёные камни**

Стр 19

**Камни с алмазной
крошкой, полиры**

Стр 20

**Боры для финишной
обработки или полирования**

Стр 21

Силиконовые полиры

Стр 22

Силиконовые полиры

Стр 23

Щётки для полирования

Стр 24

**Дискодержатели и
боксы для
стерилизации**

Стр 25

Наборы

Стр 26 - 31

Наборы образцов

Стр 32

Алмазные боры



Преимущества

1. Строгое соблюдение стандартов ИСО
2. Эффективные в работе
3. Прочные и долговечные
4. Большой выбор форм для работы
5. Постоянное пополнение ассортимента новинками



0.8 — Размер рабочей части
19.0 — Общая длина
001 — ИСО номер
(801) — Ref.
001-008M — Кат номер
BR-49 — Ref.

Степень зернистости:

- S: Чёрный/Сверхгрубая
- C: Зелёный/Грубая
- M: Голубой/Средняя
- FF: Красный/Мелкая
- EF: Жёлтый/Сверхмелкая

FG 314 Хвостовик	0.8 19.0 001 (801)	1.0 19.0 001 (801)	1.2 19.0 001 (801)	1.4 19.0 001 (801)	1.6 19.0 001 (801)	1.8 19.0 001 (801)	2.1 19.0 001 (801)	2.3 19.0 001 (801)	2.5 19.0 001 (801)	2.9 19.0 001 (801)
M	001-008M BR-49	001-010M BR-45	001-012M BR-46	001-014M BR-41	001-016M BR-40	001-018M BR-31	001-021M BR-28	001-023M BR-26	001-025M BR-25	001-029M BR-23
S				001-014S BR-41S	001-016S BR-40S	001-018S BR-31S	001-021S BR-28S	001-023S BR-26S	001-025S BR-25S	001-029S BR-23S
C			001-012C BR-46C	001-014C BR-41C	001-016C BR-40C	001-018C BR-31C	001-021C BR-28C	001-023C BR-26C	001-025C BR-25C	001-029C BR-23C
FF			001-012F BR-46F	001-014F BR-41F	001-016F BR-40F	001-018F BR-31F	001-021F BR-28F	001-023F BR-26F		
EF			001-012EF BR-46EF	001-014EF BR-41EF	001-016EF BR-40EF	001-018EF BR-31EF	001-021EF BR-28EF	001-023EF BR-26EF		

Шаровидные, BR

FG 314 Хвостовик	6mm 1.2 22.0 697 (801L)	1.4 22.0 697 (801L)	1.6 22.0 697 (801L)	1.8 22.0 697 (801L)	1.2/2.3 19.0 002 (802)	1.4/2.3 19.0 002 (802)	1.6/3.5 19.0 002 (802)	1.8/2.3 19.0 002 (802)
M	697-012M BR-L46	697-014M BR-L41	697-016M BR-L40	697-018M BR-L31	002-012M BC-43	002-014M BC-42	002-016M BC-32	002-018M BC-31
S			697-016S BR-L40S	697-018S BR-L31S				
C	697-012C BR-L46C	697-014C BR-L41C	697-016C BR-L40C	697-018C BR-L31C				

Шаровидные с удлинённой шейкой / BR

Шаровидные / BC

FG 314 Хвостовик	1.0(0.8)/1.0 19.0 010 (805)	1.2(0.9)/1.2 19.0 010 (805)	1.4(1.0)/1.6 19.0 010 (805)	1.6(1.1)/1.8 19.0 010 (805)	1.4(1.1)/4.0 19.0 225 (807)	1.6(1.2)/4.0 19.0 225 (807)	1.8(1.3)/5.0 19.0 225 (807)
M	010-010M SI-45	010-012M SI-46	010-014M SI-47	010-016M SI-48	225-014M SI-50	225-016M —	225-018M SI-51
S				010-016S SI-48S			
C		010-012C SI-46C	010-014C SI-47C				

Обратный конус / SI

FG 314 Хвостовик							
	M 019-010M DI-41	019-014M DI-42	038-032M EX-11	039-035M EX-12	044-045M WR-44	067-042M WR-11	068-042M WR-13
S			038-032S EX-11S	039-035S EX-12S			
C			038-032C EX-11C	039-035C EX-12C			068-042C WR-13C

Двойной конус

Колесовидные

FG 314 Хвостовик										
	M 109-010M SF-41	109-012M SF-31	109-014M SF-42	109-016M —	110-012M SF-20	110-014M SF-21	110-016M SF-15	111-012M SF-11	111-014M SF-12	111-016M SF-13
S		109-012S SF-31S	109-014S SF-42S			110-014S SF-21S	110-016S SF-15S	111-012S SF-11S	111-014S SF-12S	111-016S SF-13S
C		109-012C SF-31C	109-014C SF-42C	109-016C —	110-012C SF-20C	110-014C SF-21C	110-016C SF-15C	111-012C SF-11C	111-014C SF-12C	111-016C SF-13C
F	109-010F SF-41F	109-012F SF-31F			110-012F SF-20F	110-014F SF-21F	110-016F SF-15F	111-012F SF-11F	111-014F SF-12F	111-016F SF-13F
EF						110-014EF SF-21EF		111-012EF SF-11EF	111-014EF SF-12EF	111-016EF SF-13EF

Цилиндр с прямым окончанием

FG 314 Хвостовик						
	M 130-012M CP-11	130-014M CP-12	130-016M CP-13	131-012M —	131-014M —	131-016M —
C	130-012C CP-11C	130-014C CP-12C	130-016C CP-13C	131-012C —	131-014C —	131-016C —

Цилиндр с коническим окончанием

FG 314 Хвостовик	 1.0/4.0 19.0 139 (838)	 1.2/4.0 19.0 139 (838)	 1.4/4.0 19.0 139 (838)	 1.4/6.0 21.0 140 (880)	 1.2/8.0 22.0 141 (881)	 1.4/8.0 22.0 141 (881)	 1.6/8.0 22.0 141 (881)	 1.4/10.0 23.0 142 (882)	 1.6/8.0 23.0 142 (882)	 1.2/0.2 21.0 150 (839)
	M	139-010M SR-41	139-012M SR-31	139-014M SR-42	140-014M SR-21	141-012M SR-11	141-014M SR-12	141-016M SR-13	150-012M EX-18	
S						141-012S SR-11S	141-014S SR-12S	141-016S SR-13S		
C					140-014C SR-21C	141-012C SR-11C	141-014C SR-12C	141-016C SR-13C	142-014C —	142-016C —
F	139-010F SR-41F	139-012F SR-31F	139-014F SR-42F	140-014F SR-21F	141-012F SR-11F	141-014F SR-12F	141-016F SR-13F	150-012F EX-18F		
EF	139-012EF SR-31EF			140-014EF SR-21EF	141-012EF SR-11EF	141-014EF SR-12EF	141-016EF SR-13EF			

Цилиндр с округлым окончанием

Режущий край

FG 314 Хвостовик								
	1.2/6.0 21.0 164 (852)	1.2/8.0 22.0 165 (858)	1.4/8.0 22.0 165 (858)	1.0/10.0 22.0 166 (859)	1.2/10.0 22.0 166 (859)	1.4/10.0 22.0 166 (859)	1.6/10.0 22.0 166 (859)	1.8/10.0 22.0 166 (859)
M	164-012M TC-26		165-014M TC-21	166-010M TC-27	166-012M TC-28	166-014M TC-10	166-016M TC-11	166-018M TC-16
S			165-014S TC-21S			166-014S TC-10S	166-016S TC-11S	166-018S TC-16S
C			165-014C TC-21C			166-014C TC-10C	166-016C TC-11C	166-018C TC-16C
F	164-012F TC-26F	165-012F —	165-014F TC-21F	166-010F TC-27F	166-012F TC-28F	166-014F TC-10F	166-016F TC-11F	166-018F TC-16F
EF	164-012EF TC-26EF	165-012EF —	165-014EF TC-21EF	166-010EF TC-27EF	166-012EF TC-28EF	166-014EF TC-10EF	166-016EF TC-11EF	166-018EF TC-16EF

Пламевидные тонкие / TC

FG 314 Хвостовик	 1.4/11.5 24.0 167 (859L)	 1.6/11.5 24.0 167 (859L)	 1.8/11.5 24.0 167 (859L)
	C 167-014C —	167-016C —	167-018C —

Пламевидные тонкие / TC

FG 314 Хвостовик										
	169 (845)	170 (845)	170 (845)	170 (845)	170 (845)	170 (845)	171 (846)	171 (846)	172 (847)	172 (847)
M	169-010M TF-41	170-012M TF-42	170-014M TF-43	170-016M TF-31	170-018M TF-23	170-021M TF-22	171-014M TF-20	171-016M TF-21	172-010M TF-07	172-012M TF-08
S	171-016S TF-21S									
C	170-014C TF-43C						171-014C TF-20C			
F	170-014F TF-43F						171-014F TF-20F		171-016F TF-21F	172-012F TF-08F
EF	171-016EF TF-21EF									

Конические с плоским окончанием

FG 314 Хвостовик							
	172 (847)	172 (847)	172 (847)	172 (847)	173 (848)	173 (848)	173 (848)
M	172-014M TF-09	172-016M TF-10	172-018M TF-56	172-023M TF-14	173-014M TF-11	173-016M TF-12	173-018M TF-13
S	172-014S TF-09S	172-016S TF-10S			173-014S TF-11S	173-016S TF-12S	173-018S TF-13S
C	172-014C TF-09C	172-016C TF-10C	172-018C TF-56C	172-023C TF-14C	173-014C TF-11C	173-016C TF-12C	173-018C TF-13C
F	172-014F TF-09F	172-016F TF-10F	172-018F TF-56F		173-014F TF-11F	173-016F TF-12F	173-018F TF-13F
EF		172-016EF TF-10EF			173-014EF TF-11EF	173-016EF TF-12EF	173-018EF TF-13EF

Конические с плоским окончанием

FG 314 Хвостовик										
	196 (849)	196 (849)	196 (849)	196 (849)	196 (849)	197 (855)	197 (855)	197 (855)	197 (855)	197 (855)
M	196-010M CR-41	196-012M CR-31	196-014M CR-42	196-016M CR-12	196-020M CR-11	197-012M —	197-014M TR-20	197-016M TR-21	197-018M TR-62	197-020M TR-63
S	197-016S TR-21S									
C							197-014C TR-20C	197-016C TR-21C	197-018C TR-62C	
F	196-012F CR-31F			196-016F CR-12F	196-020F CR-11F	197-012F —	197-014F TR-20F	197-016F TR-21F	197-018F TR-62F	
EF				196-016EF CR-12EF	196-020EF CR-11EF	197-012EF —	197-014EF TR-20EF	197-016EF TR-21EF	197-018EF TR-62EF	

Конические с округлым окончанием

FG 314 Хвостовик										
	1.2(0.7)/8.0 22.0 198 (856)	1.4(0.8)/8.0 22.0 198 (856)	1.6(0.9)/8.0 22.0 198 (856)	1.8(1.0)/8.0 22.0 198 (856)	1.2(0.6)/10.0 22.0 199 (850)	1.4(0.7)/10.0 22.0 199 (850)	1.6(0.8)/10.0 22.0 199 (850)	1.8(0.9)/9.0 22.0 199 (850)	2.2(1.3)/9.0 22.0 199 (850)	2.2(1.3)/11.0 24.0 200 (850L)
M	198-012M —	198-014M TR-25	198-016M TR-24	198-018M TR-23	199-012M —	199-014M TR-11	199-016M TR-12	199-018M TR-13	199-022M TR-14	200-022M TR-15
S		198-014S TR-25S	198-016S TR-24S			199-014S TR-11S	199-016S TR-12S	199-018S TR-13S		
C		198-014C TR-25C	198-016C TR-24C	198-018C TR-23C		199-014C TR-11C	199-016C TR-12C	199-018C TR-13C	199-022C TR-14C	
F	198-012F —	198-014F TR-25F	198-016F TR-24F	198-018F TR-23F	199-012F —	199-014F TR-11F	199-016F TR-12F	199-018F TR-13F	199-022F TR-14F	
EF	198-012EF —	198-014EF TR-25EF	198-016EF TR-24EF	198-018EF TR-23EF	199-012EF —	199-014EF TR-11EF	199-016EF TR-12EF	199-018EF TR-13EF		

Конические с округлым окончанием

FG 314 Хвостовик						
	2.4(1.4)/11.0 24.0 200 (850L)	1.0(0.8)/2.8 19.0 233 (808)	1.4(1.1)/4.0 19.0 234 (808L)	1.8(1.3)/5.0 19.0 237 (808R)	2.1(1.6)/5.0 19.0 237 (808R)	3.2(1.8)/5.0 19.0 237 (808R)
M	200-024M TR-19	233-010M EX-41	234-014M EX-31	237-018M EX-20	237-021M EX-21	237-032M EX-26
S				237-018S EX-20S	237-021S EX-21S	
F			234-014F EX-31F	237-018F EX-20F	237-021F EX-21F	
EF			234-014EF EX-31EF	237-018EF EX-20EF	237-021EF EX-21EF	

Форма груши

FG 314 Хвостовик									
	1.0/4.3 23.5 540 (889)	1.2/6.0 21.0 248 (861)	1.4/6.0 21.0 248 (861)	1.4/8.0 22.0 249 (862)	1.6/8.0 22.0 249 (862)	1.2/10.0 24.0 250 (863)	1.4/10.0 24.0 250 (863)	1.6/10.0 24.0 250 (863)	1.8/9.5 21.0 190 (---)
M		248-012M FO-41	248-014M FO-20	249-014M FO-21	249-016M FO-22	250-012M FO-11	250-014M FO-12	250-016M FO-13	
S		248-012S FO-41S	248-014S FO-20S	249-014S FO-21S	249-016S FO-22S	250-012S FO-11S	250-014S FO-12S	250-016S FO-13S	
C				249-014C FO-21C	249-016C FO-22C	250-012C FO-11C	250-014C FO-12C	250-016C FO-13C	190-018C FO-54C
F		248-012F FO-41F	248-014F FO-20F	249-014F FO-21F	249-016F FO-22F	250-012F FO-11F	250-014F FO-12F	250-016F FO-13F	
EF	540-010EF FO-40EF	248-012EF FO-41EF	248-014EF FO-20EF	249-014EF FO-21EF	249-016EF FO-22EF	250-012EF FO-11EF	250-014EF FO-12EF	250-016EF FO-13EF	

Пламевидные

FG 314 Хвостовик	 1.6/3.5 19.0 257 (368,830)	 1.8/3.6 19.0 257 (368,830)	 2.1/5.0 19.0 257 (368,830)	 2.3/5.0 19.0 257 (368,830)	 2.5/5.0 19.0 257 (368,830)	 2.8/5.0 19.0 257 (368,830)	 3.0/5.0 19.0 257 (368,830)	 3.2/5.0 19.0 257 (368,830)
	M	257-016M FO-30	257-018M FO-32	257-021M —	257-023M FO-34	257-025M FO-24	257-028M FO-25	257-030M FO-26
S		257-018S FO-32S	257-021S —	257-023S FO-34S	257-025S FO-24S	257-028S FO-25S	257-030S FO-26S	257-032S FO-27S
C		257-018C FO-32C	257-021C —	257-023C FO-34C	257-025C FO-24C	257-028C FO-25C		
F	257-016F FO-30F	257-018F FO-32F	257-021F —	257-023F FO-34F	257-025F FO-24F	257-028F FO-25F	257-030F FO-26F	257-032F FO-27F
EF	257-016EF FO-30EF	257-018EF FO-32EF	257-021EF —	257-023EF FO-34EF	257-025EF FO-24EF	257-028EF FO-25EF	257-030EF FO-26EF	257-032EF FO-27EF

Каплевидные

FG 314 Хвостовик	 1.6/3.2 19.0 277 (379,833)	 1.8/3.5 19.0 277 (379,833)	 2.0/3.9 19.0 277 (379,833)	 2.3/4.5 19.0 277 (379,833)	 3.0/5.0 19.0 277 (379,833)	 1.6/5.0 19.0 465 (820)	 3.1/3.5 19.0 465 (820)
	M	277-016M —	277-018M —	277-020M TR-22	277-023M —	277-030M TR-28	465-016M —
S			277-020S TR-22S		277-030S TR-28S		
F	277-016F —	277-018F —	277-020F TR-22F	277-023F —	277-030F TR-28F	465-016F —	465-031F —
EF	277-016EF —	277-018EF —	277-020EF TR-22EF	277-023EF —	277-030EF TR-28EF	465-016EF —	

Яйцевидная форма


Сепарационные

FG 314 Хвостовик	 1.2/6.0 21.0 288 (867,877)	 1.2/8.0 22.0 289 (868,878)	 1.4/8.0 22.0 289 (868,878)	 1.6/8.0 22.0 289 (868,878)	 1.2/10.0 24.0 290 (869,879)	 1.4/10.0 24.0 290 (869,879)	 1.6/10.0 24.0 290 (869,879)
	M	288-012M SO-20	289-012M —	289-014M SO-21	289-016M —	290-012M —	290-014M —
S	289-014S SO-21S						
C		289-012C —	289-014C SO-21C	289-016C —	290-012C —	290-014C —	290-016C —
F	288-012F SO-20F	289-012F —	289-014F SO-21F	289-016F —			
EF	288-012EF SO-20EF		289-014EF SO-21EF				

Торпедо

FG 314 Хвостовик	 1.6(1.0)/8.0 22.0 298 (878K)	 1.8(1.1)/8.0 22.0 298 (878K)	 1.6(1.0)/10.0 24.0 299 (879K)	 1.8(1.1)/10.0 24.0 299 (879K)	 1.4/8.0 22.0 115 (842SP)	 1.6/8.0 22.0 178 (848SP)
	M 298-016M —	298-018M —	299-016M —	299-018M —	115-014M BC-11	178-016M BC-12
S	298-016S —	299-016S —				
C	298-016C —	298-018C —	299-016C —	299-018C —		

Торпедо коническая форма

FG 314 Хвостовик	 cutting depth 0.3mm 1.6(1.0)/6.0 21.0 552 (834)	 cutting depth 0.4mm 1.8(1.0)/6.0 21.0 552 (834)	 cutting depth 0.5mm 2.1(1.1)/6.0 21.0 552 (834)	 1.8(1.1)/4.5 19.0 544 (845KR)	 1.8(1.1)/7.5 21.0 545 (846KR)	 1.6(0.8)/8.0 22.0 546 (847KR)	 1.8(0.9)/10.0 24.0 553 (848KR)	 1.9(1.2)/10.5 23.0 553 (848KR)
	M 552-016M VP-20	552-018M VP-21	552-021M VP-22	544-018M RS-31/EX-38	545-018M RS-21/EX-29	546-016M —	553-018M —	553-019M RS-11 / EX-17

Разметка глубины

Округлый край

 25mm FG XL 316	 1.0 25.0 001 (801)	 1.2 25.0 001 (801)	 1.4 25.0 001 (801)	 1.6 25.0 001 (801)	 1.8 25.0 001 (801)	 1.2(0.9)/1.2 25.0 010 (805)	 1.2/8.0 28.0 111 (837)	 1.4/8.0 28.0 111 (837)
FG Хирургия	001-X010M BR-X45	001-X012M BR-X46	001-X014M BR-X41	001-X016M BR-X40	001-X018M BR-X31	010-X012M SI-X46	111-X012M SF-X11	111-X014M SF-X12









 1.6/8.0 28.0 111 (837)	 1.6/10.0 29.0 166 (859)	 1.4(0.7)/10.0 29.0 173 (848)	 1.6(0.8)/10.0 29.0 173 (848)	 1.8(0.9)/10.0 29.0 173 (848)	 1.6(0.8)/10.0 29.0 199 (850)	 2.2(1.3)/11.0 29.0 200 (850L)	 1.4/8.0 28.0 249 (862)	 1.6/8.0 28.0 249 (862)
111-X016M SF-X13	166-X016M TC-X11	173-X014M TF-X11	173-X016M TF-X12	173-X018M TF-X13	199-X016M TR-X12	200-X022M TR-X15	249-X014M FO-X21	249-X016M FO-X22

 1.6 25.0 001 (801)	 1.8 25.0 001 (801)	 Coarse 1.4 25.0 001 (801)	 1.6 25.0 001 (801)	 1.8 25.0 001 (801)
001-X016S BR-X40S	001-X018S BR-X31S	001-X014C BR-X41C	001-X016C BR-X40C	001-X018C BR-X31C

 16.5mm FG S 313	 1.0 16.0 001 (801)	 1.2 16.0 001 (801)	 1.4 16.0 001 (801)	 1.2(0.9)/1.2 16.0 010 (805)	 1.6(1.1)/1.8 16.0 010 (805)	 1.4/8.0 18.5 165 (858)
FG Короткие	001-S010M BR-S45	001-S012M BR-S46	001-S014M BR-S41	010-S012M SI-S46	010-S016M SI-S48	165-S014M TC-S21

 1.0(0.6)/3.0 16.5 169 (845)	 1.6(0.9)/4.0 14.5 170 (845)	 1.6(0.9)/4.0 16.5 170 (845)	 1.8(1.0)/5.0 17.0 170 (845)	 2.1(1.5)/5.0 17.0 170 (845)	 1.6(0.8)/6.5 18.5 171 (846)	 1.4(0.7)/6.5 18.5 171 (846)
169-S010M TF-S41	170-SS016M TF-SS31	170-S016M TF-S31	170-S018M TF-S23	170-S021M TF-S22	171-S016M TF-S21	171-S014M TF-S20

 1.4(0.7)/6.5 18.5 197 (855)	 1.6(0.8)/6.5 18.5 197 (855)	 1.8(0.9)/9.0 21.0 199 (850)	 1.4/8.0 19.5 249 (862)
197-S014M TR-S20	197-S016M TR-S21	199-S018M TR-S13	249-S014M FO-S21

									
									
M	001-R012M BR-R46	001-R014M BR-R41	001-R016M BR-R40	001-R018M BR-R31	001-R023M BR-R26	010-R010M SI-R45	010-R012M SI-R46	010-R014M SI-R47	010-R016M SI-R48
F									
EF									

Орто-штрипсы с алмазным напылением




Контуринг интерпроксимального пространства с осторожностью и постепенно начиная с инструмента с грубой зернистостью до инструмента с мелкой степенью зернистости.



Кат No. 1

Толщина (мм)



Сепарирование

OS40

0.40 mm



Редукция

OS30

0.30 mm



Контуринг

OS25


0.25 mm



Конечная обработка

OS20

0.20 mm



Первичная полировка

OS15

0.15 mm



Полировка

OS10

0.10 mm



Без алмазного
покрытия с
зубчатым краем

OS05

0.05 mm



Штрипсы для конечной обработки



- Перфорированные штрипсы для финальной обработки с и без зубчатого края
- С односторонним и двухсторонним покрытием
- С дизайном соты и без

	45 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.16mm	No. : SWS37		Двустороннее покрытие
	45 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.13mm	No. : WS37		Одностороннее покрытие
	30 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.12mm	No. : SWS37F		Двустороннее покрытие
	30 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.10mm	No. : WS37F		Одностороннее покрытие
	15 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.10mm	No. : SWS37EF		Двустороннее покрытие
	15 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.08mm	No. : WS37EF		Одностороннее покрытие
	45 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.16mm	No. : SDS37		Двустороннее покрытие
	30 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.13mm	No. : DS37		Одностороннее покрытие
	30 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.12mm	No. : SDS37F		Двустороннее покрытие
	30 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.10mm	No. : DS37F		Одностороннее покрытие
	15 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.10mm	No. : SDS37F		Двустороннее покрытие
	15 μm Длина x Ширина x Толщина: 148 x 3.75 x 0.08mm	No. : DS37F		Одностороннее покрытие



По 10 шт. одного цвета в упаковке
или 10 шт.

● 2 ● +4 ● +4

Твердосплавные фисурные боры



Преимущества

- Строгое соблюдение стандартов ИСО
- Эффективные в работе
- Прочные и долговечные
- Большой выбор форм и длины

Острый край



Качественный материал

Точная лазерная сварка

Высокопрочный сплав



Простая округл. форма



ISO 500 ... 001 001	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	025
FG 314	FG 1/4	FG 1/2	FG 1	FG 2	FG 3	FG 4	FG 5	FG 6	FG 7	FG 8	FG 9
FG S 313			FG S1	FG S2	FG S3	FG S4	FG S5				
FG X 316			FG X1	FG X2	FG X3	FG X4	FG X5	FG X6	FG X7	FG X8	
RA 204		RA 1/2	RA 1	RA 2	RA 3	RA 4	RA 5	RA 6	RA 7	RA 8	
RA X 205				RA X2	RA X3	RA X4	RA X5	RA X6	RA X7	RA X8	



Обратный конус



ISO 500 ... 010 001	008	010	012	014	016	018	021	023
FG 314	FG 34	FG 35	FG 36	FG 37	FG 38	FG 39		
RA 204	RA 34	RA 35	RA 36	RA 37	RA 38	RA 39	RA 40	RA 41



Цилиндр с ровным
окончанием



ISO 500 ... 107 006	008	009	010	012	014	016		
Рабочая длина/мм	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0		
FG 314	FG 55	FG 56	FG 57	FG 58	FG 59	FG 60		
FG X 316			FG X57	FG X58				



Конус с ровным
окончанием



ISO 500 ... 168 006	008	009	010	012	016	009	010	012	016
Рабочая длина/мм	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0
FG 314	FG 168	FG 169	FG 170	FG 171	FG 172	FG 169L	FG 170L	FG 171L	FG 172L
FG X 316			FG X170	FG X171					



Грушевидная форма



ISO 500 ... 233 001	009	012	006	008	010	012	010	012
Рабочая длина/мм	2.5	2.9	1.7	1.8	2.0	2.2	4.1	4.1
FG 314	FG 245	FG 246	FG 329	FG 330	FG 331	FG 332	FG 331L	FG 332L
FG S 313	FG S245							
RA 204	RA 245							



Цилиндрическая форма



ISO 500 ... 107 007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
Рабочая длина/мм	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
FG 314	FG 555	FG 556	FG 557	FG 558	FG 559	FG 560			
FG S 313		FG S556	FG S557						
FG X 316			FG X557	FG X558	FG X559				
RA 204		RA 556	RA 557	RA 558	RA 559	RA 560	RA 561	RA 562	RA 563
RA X 205			RA X557						



Цилиндрическая форма



ISO 500 ... 110 007	009	010	012	014
Рабочая длина/мм	6.0	6.0	6.0	6.0
FG 314	FG 556L	FG 557L	FG 558L	FG 559L




С крестообразной насечкой



ISO 500 ... 168 007	008	009	010	012	016	021	023	009	010	012	016
Рабочая длина/мм	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0
FG 314	FG 698	FG 699	FG 700	FG 701	FG 702			FG 699L	FG 700L	FG 701L	FG 702L
FG X 316			FG X700	FG X701	FG X702						
RA 204		RA 669	RA 700	RA 701	RA 702	RA 703	RA 704				
RA X 205				RA X701							

	Цилиндр с округлым окончанием					
ISO 500 ... 137 007	008	009	010	012	014	016
Рабочая длина/мм	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
FG 314	FG 1155	FG 1156	FG 1157	FG 1158	FG 1159	FG 1160
FG S 313	FG S1157					

	Конус с округлым окончанием					Конус с округлым окончанием	
ISO 500 ... 194 006	009	010	012	016	ISO 500 ... 194 007	012	016
Рабочая длина/мм	4.0	4.0	4.0	4.0	Рабочая длина/мм	4.0	4.0
FG 314	FG 1169	FG 1170	FG 1171	FG 1172	FG 314	FG 1701	FG 1702

	Цилиндр с округлым окончанием с крестообразной насечкой			
ISO 500 ... 137 007	009	010	012	014
Рабочая длина/мм	4.0	4.0	4.0	4.0
FG 314	FG 1556	FG 1557	FG 1558	FG 1559
FG X 316	FG X1557	FG X1558		

	Скайлер для удаления зубного камня		Для карвинга (морфологии) зуба		Для препарирования уступов		
							
ISO 500 ...	009	012	ISO 500 ... 468 ...	014	ISO 500 ... 150 001	010	012
Рабочая длина/мм	3.0	5.5	Рабочая длина/мм	4.0	Рабочая длина/мм	0.2	0.2
FG 314	ET3	ET5	FG 314	FG 468	FG 314	FG 957	FG 958

	Грушевидная форма			Цилиндр с округлым окончанием			Цилиндр с крестообразной насечкой	
ISO 500 ... 237.008	010	012	ISO 500 ... 137.008	010	012	ISO 500 ... 107 008	010	012
Рабочая длина/мм	2.0	2.2	Рабочая длина/мм	4.0	4.0	Рабочая длина/мм	4.0	4.0
FG 314	FG 1931	FG 1932		FG 1957	FG 1958		FG 2057	FG 2058

										
	1.6(0.9)/11 23.0 199	1.6(0.9)/11 25.0 199	1.6(0.9)/11 28.0 199		1.6(1.0)/10.0 25.0 408		1.6(1.0)/10.0 25.0 408	1.2(0.7)/6.0 28.0 415	1.2(0.7)/6.0 34.0 415	
С округлым окончанием 151	X151	XL151	Хирургические фрезы 161	Хирургические фрезы 162	H253E	H254E				

									
1.6(1.2)/6.0 25.0 171	1.6(1.2)/6.0 28.0 171	1.6(1.2)/6.0 32.0 171	1.6/6.0 25.0 110	1.6/6.0 28.0 110		1.6(0.9)/9.0 21.0 210	1.6(0.9)/9.0 23.0 210	1.6(0.9)/9.0 25.0 210	
Конус, цилиндр с плоским окончанием	EC28	EC32	ES25	ES28	С округлым окончанием 152	X152	XL152		

Режущие и финишные боры из Вольфрама



									
1.4 19.0 001	1.6 19.0 001	1.8 19.0 001		1.4/9.0 23.0 184	1.6/9.0 23.0 184		1.0/4.2 19.0 159	1.4/6.0 21.0 164	
Круглые FG 7004	FG 7005	FG 7006	Конус с плоским окончанч.	FG 7204	FG 7205	Конус с округлым оконч.	FG 7611	FG 7612	

								
1.4/3.3 19.0 277	1.8/3.5 19.0 277		0.9/3.5 19.0 168	1.0/5.5 21.0 170	1.4/9.0 23.0 172		1.6(1.0)/8.0 22.0 198	
Яйцевидной формы FG 7404	FG 7406	Конус с плоским оконч.	FG 7114	FG 7214	FG 7714	Конус с округлым оконч.	FG 7675	

					
0.9/3.6 19.0 496	1.0/3.6 19.0 496	1.2/3.6 19.0 496	1.2/9.0 23.0 250		
8-12 лезвий	Пламя	FG 7901	FG 7902	FG 7903	FG 7903L



Камни белые

Уплотнение, финишная обработка и полировка композита



Зеленые камни

Для обработки керамики, золота






Алмазные камни

Для циркония, дисиликата Лития и керамики



Полиры с алмазной крошкой

Инструмент для полировки циркония, дисиликата лития, керамики, композита и так далее



Для гигиены

Удаление камней, пятен. Не повреждает эмали



3 шт различных



2.3
9.0
Грубый

PC00C



2.3
7.0

PC02C



2.3
7.5

PC03C



2.3
9.0
Средний

PC00



2.3
7.0

PC02



2.3
7.5

PC03



4 Средний



3.0
7.5

BR101



5.0
13.0

BR103



10.0
0.7

BR104



6.0
9.0

BR106

Силиконовый инструмент



25



6x10 mm

SM103



10x0.7 mm

SM104



6x9 mm

SM106



53RS-2

Двухцветные полиры для композитов



Полировка композита, акриловых зубов.
Полировка после гигиены, после удаления
отложений или пятен, не повреждает эмали.

Кат. №



Tr103C



Tr104C



Tr105C



Tr106C



Тощина (мм)

5 x 10.5mm

10 x 1 mm

10 x 2.0 (0.7) mm

6 x 8 mm

Кат. №



Tr103M



Tr104M



Tr105M



Tr106M



Тощина (мм)

5 x 10.5mm

10 x 1 mm

10 x 2.0 (0.7) mm

6 x 8 mm

Кат. №



Tr103F



Tr104F



Tr105F



Tr106F



Тощина (мм)

5 x 10.5mm

10 x 1 mm

10 x 2.0 (0.7) mm

6 x 8 mm

Силиконовые
полиры
для керамики



Белый - грубый

Cf101C

Cf103C

Cr101C

Cr103C

Cr104C

Cr105C

Cr106C

Cr108C

Силиконовые
полиры
для керамики



Розовый - средний

Cf101M

Cf103M

Cr101M

Cr103M

Cr104M

Cr105M

Cr106M

Cr108M

Силиконовые
полиры
для керамики и
композита



Синий - мелкий

Cf101F

Cf103F

Cr101F

Cr103F

Cr104F

Cr105F

Cr106F

Cr108F

Силиконовые
полиры
для металлов и сплавов



Чёрный - грубый

Af101C

Af103C

Ar101C

Ar103C

Ar104C

Ar105C

Ar106C

Ar108C

Силиконовые
полиры
для металлов и сплавов



Коричневый - средний Af101M

Af103M

Ar101M

Ar103M

Ar104M

Ar105M

Ar106M

Ar108M

Силиконовые
полиры
для металлов и сплавов,
композитов



Светло-серый - мелкий Af101F

Af103F

Ar101F

Ar103F

Ar104F

Ar105F

Ar106F

Ar108F

Силиконовые
полиры
для композитов



Жёлтый - мелкий Rf101F

Rf103F

Rr101F

Rr103F

Rr104F

Rr105F

Rr106F

Rr108F

Щётки для полировки

Натуральный материал, не повреждает зубы.
Можно полировать композит и керамику



R1Ns

R1Ry

R1G

R1T

Щётки для полировки

Абразивные волокна Для композита и керамики



R1Al

R4Al

R5Al

R7Al

R1SiC

R4SiC

R5SiC

R7SiC



R4Dw

R4Cw

R4Cc

R4Cb

R4Cr

R4Cp

R4Cy

R4G

R7Dw

R7Cc

R7G



R5Dw

R5Cw

R5Cc

R5Cb

R5Cr

R5Cp

R5Cy

R5G

R01W

R02W

Дискодержатели



Боксы стерелизуемые, алюминиевые




Боксы пластиковые. стерелизуемые



Наборы

Различные виды наборов инструментов для оптимальной работы с керамикой, цирконием, дисиликатом лития, композитом, металлами и сплавами. От препарирования до финальной полировки и высокого глянца.



BR1901

BR-49, BR-45, BR-46, BR-41, BR-40,
BR-31, BR-28, BR-26, BR-25, BR-23.

Набор боров шаровидной формы с хвостиком FG



BR1902

BR-X45, BR-X46, BR-X41, BR-X40, BR-X31,
BR-X40S, BR-X31S, BR-X41C, BR-X40C, BR-X31C


Набор боров шаровидной формы
с хвостиком FG длинные



BR1903

BR-R46, BR-R41, BR-R40, BR-R31, BR-R26,
BR-R40F, BR-R31F, BR-R26F, BR-R40EF, BR-R26EF

Набор боров шаровидной формы с хвостиком RA



4100

508T-014S, BR-41, 198-016S, 508T-016S, 508T-016F;
508T-014S, BR-540, 198-021S, 508T-021S, 508T-021F

Боры без алмазного покрытия на конце



4101

TF-21, TF-10, TF-12, TC-10, WR-13
SR-11, TR-11, EX-18, TR-12F, TC-11F

Для препарирования во фронтальной области



4102

EX-20S, SR-21, FO-34, TR-62C, TR-21
TR-24, SO-21, EX-18, TR-21F, EX-21F

Для препарирования в боковых участках



1804IV

SI-45 x 2; SI-46 x 3,
SI-47 x 3, SI-48 x 2.

Набор боров с обратным конусом, хвостик FG



1805TA

TR-11 x 2, TR-12 x 2, TF-11 x 2;
TF-12, TC-10, TC-27, TC-28 x 1

Алмазные боры с FG хвостиком



1806

TC-11EF, 820-016EF, 820-031F,
820-016F, TC-10F

Набор для интра проксимальных участков



4103

BR-45, BR-40, BC-32, EX-31
TF-20, SF-41, SF-21, SI-48

Набор для препарирования полости



4104

SI-48, DI-42, TF-31, TF-22, SF-21
EX-18, TF-21F, SF-21F, FO-22EF, EX-21EF

Набор для инлей онлей



4105

BR-49, SF-41, SR-41, TC-26, CR-41
EX-41, FO-40EF / FG1/4, FG1/2, FG 1

Набор для микро
инвазивной хирургии



6000

BR-45, VP-20, VP-21, VP-22,
SR-41, TR-25, SO-20, TR-13F, CF101F

Для препарирования под керамические виниры



6002

CD-50F, CD-51F, CD-52F, CD-53F, CD-54F
CD-55F, CD-56F, CD-57F, CD-58F, CD-59F

Для препарирования детских зубов



4106

BR-40EF, TC-11EF, TF-11EF, TF-12EF, TR-11EF,
EX-21EF, FO-40EF, FO-21EF, FO-22EF, FO-30EF

Для полировки керамики и композита



FG008D

BR-49, BR-49, SI-49, SF-49, TF-49

Набор для начинающих и студентов FG 0,8мм



FG009D

001-009M, 001-009M, 010-009M,
109-009M, 170-009M

Набор для начинающих и студентов FG 0,9мм



RA008D

BR-R49, BR-R49, SI-R49, SF-R49, TF-R49

Набор для начинающих и студентов RA 0,8мм



RA009D

001-R009M, 001-R009M, 010-R009M,
109-R009M, 170-R009M


Набор для начинающих и студентов RA 0,9мм



TF7100

7004, 7404, 7214, 7714, 7903L

Финишные боры FG



1900 T

FG 1, FG 2, FG 3, FG 4, FG 5

Набор твердосплавных боров с FG хвостиком



FG008T

FG 1, FG 1, FG 34, FG555, FG698

Набор твердосплавных боров для студентов
0,8 FG хвостик



RA008T

RA 1, RA 1, RA 34, RA 555, RA 698

Набор твердосплавных боров для студентов 0,8 RA хвостик



7109FW

FL2-Fw, CN1-Fw, RD1-Fw, RD2-Fw, TC1-Fw,

FG белые камни для композита



7109RW

FL2-Rw, CN1-Rw, RD1-Rw, RD2-Rw, TC1-Rw,

RA белые камни для финишной обработки
композита



7109FG

FL2-Fg, CN1-Fg, RD1-Fg, RD2-Fg, TC1-Fg,

FG зелёные камни для финишной обработки
керамики



7109RG

FL2-Rg, CN1-Rg, RD1-Rg, RD2-Rg, TC1-Rg,

FG зелёные камни для финишной
обработки керамики



1906

Cr103C x 2, Cr104C, Cr106C, Cr103M, Cr104M;
R4AL, R5AL; R4Cb, R5Cb, R4Cr, R5Cr

Для полировки композита RA



1907

Cr103C, Cr104C, Cr106C, Cr103M, Cr104M, Cr106M,
R4AL, R1AL, R5AL; R1Ry, R1G, R1T

Для полировки композита RA



QR2101

2 step : Sr003F : Pro-Polishing
Sr003UF: Polishing

Для полировки композита RA



QR2102

2 step : Sr304F : Pro-Polishing
Sr304UF, Sr003UF: Polishing

Для полировки композита RA



QR2103

3 step : Sr304CM: Smooth;
Sr003F : Pro-Polishing ; Sr003UF: Polishing

Для полировки композита RA



QR2104

3 step : Sr003M: Smooth;
Sr003F : Pro-Polishing ; Sr003UF x 2: Polishing

Для полировки композита RA



CP 6011

2 Step : Sr 204 M x 3: Pro-polish;
Sr 204 F x 3 : Polish

Полировка композита, керамики, циркония RA



CP 6001

3 Step: Sr 204 C x 2 : Smooth;
Sr 204 M x 2 : Pro-polish ; Fine : Sr 204 F x 2: Polish

Полировка композита, керамики, циркония RA



7115

Smooth : DCR101, DCR102, DCR122, DCR105
Pro-polish: Sr101F, Sr103F, Sr105F, Sr106F
Polish: Sr101UF, Sr103UF, Sr105UF, Sr106UF


Камни с алмазной крошкой для циркония/
дисиликата лития



1904

X151, XL151, EC25, EC28, FG X6,
EX-28, BR-X31, TR-X12, TR-X15, TF-X13

Боры для удаления



1905

FG X2, FG X4, FG X6, FG X558, FG X701,
BR-X41, BR-X40, BR-X31, TF-X12, TR-X12

Хирургические FG боры



4110V

Smooth: Rw01, Rw02 x 2
Pro-polish: Cr101M, Cr103M, Cr104M, Cr106M,
Polish: Cr101F, Cr103F, Cr104F, Cr106F

Для финишной обработки и
полировки композита RA хвостовик



4112

Smooth: Cr101C, Cr103C, Cr104C, Cr106C
Pro-polish: Cr101M, Cr103M, Cr104M, Cr106M
Polish: Cr101F, Cr103F, Cr104F, Cr106F

Для полировки керамики и натуральных зубов RA



4114

Smooth : Ar101C, Ar103C, Ar104C, Ar106C
Pro-polish : Ar101M, Ar103M, Ar104M, Ar106M
Polish: Ar101F, Ar103F, Ar104F, Ar106F

Для полировки амальгамы и металла RA



4115

Smooth : Sr103M, Sr105M, Sr106M, Pro-polish : Sr103F, Sr105F, Sr106F
Polish: Sr101F, Sr103F, Sr105F, Sr106F,
Final Polish: Sr101UF, Sr103UF


Полиры с алмазной крошкой для
циркония и дисиликата лития

Для
препарирования
фронтальных зубов



4101A

TF-21, TF-10, TF-12 x 2, WR-13, TC-21,
TR-11, TC-10/EX-18, SR-11/ TR-12F, TC-11F



Для препарирования боковых зубов



4102A

EX-11, EX-20S, TR-22S, BR-31C, TR-62C, FO-34/
TR-24, TR-21/ EX-18, SO-21/EX-21F, TR-21F




Для препарирования полостей



4103A

BR-45, BR-40, BR-46, BR-31, BR-41/ BC-32,
SI-47, SI-48/ SF-41, SF-21/ EX-31, TF-20




Для препарирования инлей/онлей



4104A

DI-42, SI-48, TF-22, TF-31 / TF-21F, SF-21F /
TF-21, SF-21, EX-18, BC-32 / EX-21EF, FO-22EF



Для препарирования
под керамические
виниры



6000A

SR-41, BR-45 / VP-20 x 2, VP-21 x 2, VP-22 x 2/
SO-20, TR-25, TR-13F, TC-28EF



Боры вольфрамовые



6003A

7004, 7005, 7006, 7404, 7406, 7114,
7214, 7114, 7901, 7902, 7903, 7903L



Набор для
циркония и
дисиликата Лития
RA хвостовик



7115A

Smooth : DCR101 , DCR102, DCR122,DCR105 ; Pro-polish: Sr101F, Sr103F, Sr105F, Sr106F
Polish: Sr101UF, Sr103UF, Sr105UF, Sr106UF




Для высокого глянца циркония и дисиликата Лития RA



4115A

Smooth : Sr103M, Sr105M, Sr106M ; Pro-polish : Sr103F, Sr105F, Sr106F
Polish: Sr101EF, Sr103EF, Sr105EF, Sr106EF, Final Polish: Sr101UF, Sr103UF



Для полировки композита RA



CP6001A

3 Step: Sr 204 C x 2 : Smooth;
Sr 204 M x 2 : Pro-polish ; Fine : Sr 204 F x 2: Polish




Для полировки композита RA



4110A2

Smooth: FL2-Rwx 2 , CN1-Rw x 2; Pro-polish: Cr101M, Cr103M, Cr104M, Cr106M,
Polish: Cr101F, Cr103F, Cr104F, Cr106F




Для полировки
керамики RA



4112A

Smooth: Cr101C, Cr103C, Cr104C, Cr106C
Pro-polish : Cr101M, Cr103M, Cr104M, Cr106M
Polish: Cr101F, Cr103F, Cr104F, Cr106F



Для полировки Амальгамы, металлов и сплавов RA




4114A

Smooth : Ar101C, Ar103C, Ar104C, Ar106C
Pro-polish : Ar101M, Ar103M, Ar104M, Ar106M
Polish: Ar101F, Ar103F, Ar104F, Ar106F




Микро инвазивные
хирургические боры



4105A

BR-49 x 2, SR-41 x 2, SF-41, EX-41, TC-26,
CR-41, FG1/4, FG1/2, FG 1, FO-40EF

Боры со сверхмелким напылением



4106A

CR-11EF, BR-40EF, TC-27EF, TC-11EF, TF-12EF, TF-11EF,
FO-40EF, TR-11EF, FO-22EF, FO-21EF, FO-30EF, EX-21EF

Набор для финишной
обработки керамики и
композита FG



0302A

FL2-Fw x 3 ; CN1-Fw x 3
FL2-Fg x 3 ; CN1-Fg x 3

Набор для финишной обработки
керамики и композита RA



0306A

FL2-Rw x 3 ; CN1-Rw x 3
FL2-Rg x 3 ; CN1-Rg x 3

Набор белых камней FG



302F1

FL2-Fw x 2 , CN1-Fw x 2 , RD1-Fw x 2
RD2-Fw x 2 , TC1-Fw x 2 , IC2-Fw x 2

Набор белых камней RA



306R1

FL2-Rw x 2 , FL3-Rw x 2 , CN1-Rw x 2,
RD1-Rw x 2 , RD2-Rw x 2 , TC1-Rw x 2 .

Набор для обработки циркония HP



Z31

ZF33 , DY001EF to Smoothing
D203F for Pre-polishing ; D203EF for Polishing

Набор для обработки дисиликата лития HP



L31

ZF33 , DY001EF to Smoothing
D203F for Pre-polishing ; D203UF for Polishing

Папки с образцами для клиник

Пластиковые, прозрачные вкладыши;
Легко извлечь нужный образец;
Возможность быстрой смены экспозиции;
Хороший внешний вид;
Возможно использовать в любом месте.



№. 170B5

Пустые папки



Выбор из 4 цветов,
100 ячеек в каждом
вкладыше
5 вкладышей в наборе,
для боров с FG
и RA хвостовиками



№. 1701D

Папки с алмазными борами



Более 300 образцов
Боры FG, FG XL, 2XL
FG короткие, RA
длинные



№. 1702T

Папка с твердосплавными борами



Около 200 образцов
FG, FG XL, FG короткие
RA длинные, для эндо
мотора



№. 1703P

Папки с инструментом для полировки



Около 150 образцов
Силиконовые,
абразивы с алмазной
крошкой



Доступно в четырёх цветах

Коричневый

Чёрный

Синий

Жёлтый



НАШ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ




t.me/aladent_ru

НАШ САЙТ



aladent.ru



ООО АЛАДЕНТ
+7 (495) 585-51 10
+7 (985) 991-31-23
office@aladent.ru
www.aladent.ru